

版本号: FR11928

FinePure Tissue/Cell RNA Kit

FinePure 动物组织细胞总 RNA 提取试剂盒

(离心柱型)

目录号: FR204

产品内容:

Contents	FR204 (50 preps)
DNase I (2,000 U)	1 瓶
DNase I Buffer	4 ml
RNase Free ddH ₂ O (管装)	1 ml
Proteinase K	1.2 ml
RNAstore Reagent	100 ml
Buffer RBL	30 ml
Buffer RLT	30 ml
Buffer RW	40 ml
Buffer RW2	12 ml
RNase Free ddH ₂ O	15 ml
RNAPure Spin Columns	50 个
2 ml Collection Tubes	50 个
1.5 ml RNase Free Microcentrifuge Tubes	50 个

储存条件:

本试剂盒中的 DNase I 组分采用冰袋运输, 收到后立即将 DNase I 置于 2-8°C 保存, 其他试剂室温(15-25°C)保存。

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介：

本试剂盒采用了独特的裂解系统，适合从动物组织中提取总RNA。使用本试剂盒可以有效提取分子量大于 200 nt 的 RNA。本试剂盒具有安全、高效、快速、方便的特点，提取过程中无需苯酚和氯仿等有毒有害试剂，也无需苯酚氯仿等抽提步骤。利用该试剂盒提取的RNA纯度高，极少含蛋白质、基因组DNA 和其它杂质的污染。提取得到的RNA可以直接用于Northern 杂交、斑点杂交、mRNA 纯化、体外翻译、RNA 分解酶的保护分析、RT-PCR、Real Time RT-PCR、构建 cDNA 文库等各种分子生物学实验。

注意事项：

请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

1. 操作前在 RLT 中加入 β -巯基乙醇至终浓度 1%，如 1 ml RLT 中加入 10 μ l β -巯基乙醇。此裂解液最好现用现配。配好的 RLT 4 $^{\circ}$ C可放置一个月，Buffer RLT 在储存时可能会形成沉淀，如果有沉淀出现，请加热溶解后使用。
2. 尽可能使用新鲜收集的样品，RNA 产量与起始样品中 RNA 的完整性有关，按照说明书标准流程降解为小片段的 RNA 不能被有效回收。
3. 如需提取包含 Small RNA (<200 nt)的 RNA,可以联系 GENFINE 获得相应的提取流程。

DNase I母液的配制：

先用 1 ml 注射器吸取 550 μ l RNase Free ddH₂O，然后打进装有 DNase I 干粉 (2,000 U) 的玻璃瓶中，轻柔混匀，分装后-20 $^{\circ}$ C贮存 (可保存 9 个月)。(如果需要另外购买 DNase I, 目录号：RA102-01)。

注意：从-20 $^{\circ}$ C融化后的DNase I母液保存于4 $^{\circ}$ C (可保存6周)，不要再次冻存。

提取步骤：

一、从动物组织中提取总 RNA

使用前请先在 Buffer RW2 中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1. 柱平衡步骤：向吸附柱 RNAPure Spin Columns 中 (吸附柱放入收集管中) 加入 500 μ l Buffer RBL, 12,000 rpm 离心 2 min, 倒掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中。(请使用当天处理过的柱子)
2. 匀浆处理：

将 RNAsore Reagent 保存或新鲜的组织样品迅速转移至用液氮预冷的研钵中, 用研杵研磨组织, 其间不断加入液氮, 直至研磨成粉末状 (无明显的可见颗粒, 如果没有研磨彻底会影响 RNA 的收率和质量)。将研磨成粉末状的样品 (10-20 mg) 加入到含有 300 μ l Buffer RLT (使用前请先检查是否已加入 β -巯基乙醇) 的 1.5 ml 灭菌离心管中, 立即涡旋剧烈震荡混匀直至裂解液中无明显沉淀。随后向组织匀浆液中加入 590 μ l RNase Free ddH₂O 和 20 μ l Proteinase K, 混匀后 56°C 孵育 10-20 min。

注意: 也可将 10-20 mg RNAsore Reagent 保存或新鲜的组织加 300 μ l Buffer RLT, 用电动或玻璃匀浆器彻底研磨。组织量一定不能超过 20 mg, 否则将导致 RNA 得率和纯度下降。

3. 12,000 rpm 离心 2 min, 将上清转移至另一离心管中。
4. 缓慢加入 0.5 倍滤液体积的无水乙醇, 混匀 (此时可能会出现沉淀), 将得到的溶液和沉淀一起转入吸附柱 RNAPure Spin Columns (**吸附柱放在收集管中**), 12,000 rpm 离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
5. 向吸附柱中加入 350 μ l Buffer RW, 12,000 rpm 离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
6. DNase I 工作液的配制: 取 10 μ l DNase I 母液放入新的 RNase Free 离心管中, 加入 70 μ l DNase I Buffer, 轻柔混匀。(DNase I 母液的配制: 将 DNase I 干粉 (2,000 U) 溶解在 550 μ l RNase Free ddH₂O 中, 轻柔混匀, 分装后 -20°C 贮存 (可保存 9 个月。))
注意: 解冻后的 DNase I 储存液保存于 4°C (可保存 6 周), 避免反复冻融。
7. 向吸附柱中央加入 80 μ l 的 DNase I 工作液, 室温放置 15 min。
8. 向吸附柱中加入 350 μ l Buffer RW, 12,000 rpm 离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
9. 向吸附柱中加入 500 μ l Buffer RW2 (使用前请先检查是否已加入乙醇), 12,000 rpm 离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
10. 重复步骤 9 一次。
11. 12,000 rpm 离心 3 min, 将吸附柱放入一个新的 1.5 ml RNase Free Microcentrifuge Tubes 中, 向吸附膜中央加入 50-100 μ l RNase Free ddH₂O, 室温放置 1 min, 12,000 rpm 离心 1 min, 得到 RNA 溶液。

二、从培养细胞中提取总 RNA

1. 柱平衡步骤：向吸附柱 RNAPure Spin Columns 中（吸附柱放入收集管中）加入 500 μ l Buffer RBL, 12,000 rpm 离心 2 min, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱重新放回收集管中。（请使用当天处理过的柱子）
2. 匀浆处理
 - a) 贴壁细胞：彻底吸弃培养液, 每6-10 cm^2 面积加入 600 μ l Buffer RLT, 用移液器吹打3-5次使细胞裂解。
 - b) 细胞悬液：500 x g 离心收集细胞, 每 5×10^6 - 1×10^7 细胞加入 600 μ l Buffer RLT, 少于 5×10^6 细胞加入 350 μ l Buffer RLT, 用移液器吹打3-5次使细胞裂解。
3. 将所有溶液转移至过滤柱FinePure Filtration Column（过滤柱放在收集管中）, 12,000 rpm离心 2 min, 小心吸取收集管中的滤液至新的 1.5 ml RNase Free离心管中, 吸头尽量避免接触收集管中的细胞碎片沉淀。
4. 缓慢加入 0.5 倍滤液体积的无水乙醇, 混匀（此时可能会出现沉淀）, 将得到的溶液和沉淀一起转入吸附柱 RNAPure Spin Columns（吸附柱放在收集管中）, 12,000 rpm离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
5. 向吸附柱中加入 350 μ l Buffer RW, 12,000 rpm离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
6. DNase I 工作液的配制：取 10 μ l DNase I 母液放入新的 RNase Free离心管中, 加入 70 μ l DNase I Buffer, 轻柔混匀。（DNase I 母液的配制：将 DNase I 干粉（2,000 U）溶解在 550 μ l RNase Free ddH₂O中, 轻柔混匀, 分装后 -20 $^{\circ}$ C贮存（可保存 9 个月）。）**注意：解冻后的 DNase I母液保存于 4 $^{\circ}$ C（可保存 6 周），避免反复冻融。**
7. 向吸附柱中央加入 80 μ l 的DNase I 工作液, 室温放置15 min。
8. 向吸附柱中加入 350 μ l Buffer RW, 12,000 rpm 离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
9. 向吸附柱中加入 500 μ l Buffer RW2（**使用前请先检查是否已加入乙醇**）, 12,000 rpm 离心 30 sec, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱放回收集管中。
10. 重复操作步骤 9 一次。
11. 12,000 rpm 离心 3 min, 将吸附柱放入一个新的 1.5 ml RNase Free离心管中, 向吸附膜中央加入 50-100 μ l RNase Free ddH₂O, 室温放置1 min, 12,000 rpm 离心 1 min, 得到 RNA 溶液。