



济凡生物科技（北京）有限公司

www.genfine.com

联系人：杨经理 13811709891

生物医疗样本解决方案

耗材	Cat. No	Products	Notes
	FS106	唾液DNA收集保存管	
	FS202	血浆游离DNA保存管	
	FS302	血液RNA保存管	
保存试剂			
	FS101	DNAprotect Reagent（口拭子样本保存液）	在室温下（15℃ - 25℃）保存口腔DNA完整的gDNA 2年以上
	FS105	DNAstore Reagent（唾液保存液）	在室温下（15℃ - 25℃）保存唾液完整的gDNA 3年以上
	FS201	血浆游离DNA保存液	常温（15 - 30℃）下 7天
	FS301	RNAprotect血液样本RNA保存液	哺乳动物血液样品可在15-25℃保存2天，2-8℃保存7天，在-20℃或-70℃条件下至少保存六个月。
	FS305	RNAstore样本RNA保存液	常温保存1周，37℃保存1天，4℃至少保存30天，-20℃长期保存
	FS901	RNA保存液	RNA室温保存一周以上，-20℃长期保存
提取试剂（磁珠法）			
	FM101	FineMag磁珠法血片基因组提取试剂盒	
	FM102	FineMag磁珠法血液基因组提取试剂盒	
	FM106	FineMag磁珠法血浆游离核酸提取试剂盒	
	FM107	FineMag大体积磁珠法血浆游离DNA提取试剂盒	新品上市！
	FM201	FineMag磁珠法动物组织基因组提取试剂盒	
	FM202	FineMag磁珠法组织/细胞/血液基因组提取试剂盒	
	FM401	FineMag磁珠法口腔拭子基因组提取试剂盒	
	FM402	FineMag磁珠法唾液DNA提取试剂盒	特色产品
	FM501	FineMag磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒	
提取试剂（离心柱法）			
	FD102	FinePure少量血液基因组柱式提取试剂盒	
	FD105	FinePure血液基因组沉淀法提取试剂	
	FD106	FinePure少量凝固血液基因组柱式提取试剂盒	
	FD107	FinePure游离核酸柱式提取试剂盒	
	FD108	FineQuick快速少量血液基因组柱式提取试剂盒	
	FD401	FinePure口腔拭子基因组柱式提取试剂盒	
	FD501	FinePure病毒DNA/RNA柱式提取试剂盒	
	FD601	FinePure固定组织基因组柱式提取试剂盒	
	FD602	FineQuick快速固定组织基因组柱式提取试剂盒	
	FR102	FinePure血液RNA提取试剂盒	
	FR103	FineProtect血液RNA提取试剂盒	
	FR202	FinePure通用型RNA提取试剂盒	
	FR203	FineProtect通用型RNA提取试剂盒	
	FR501	FinePure病毒RNA提取试剂盒	

FR601	FinePure固定组织RNA提取试剂盒
FR701	FinePure微量样品RNA提取试剂盒
FR801	FinePure DNA/RNA共提试剂盒
FR803	FinePure DNA/RNA/Protein柱式共提试剂盒
FR903	FinePure miRNA提取试剂盒

扩增试剂

FP102	FineAmp Taq PCR MasterMix
FP203	FineQuick PCR MasterMix
FP502	FineScript II RT Kit
FP505	FineScript II RT Kit (With gDNase)
FP503	FineScript II One Step RT-PCR Kit
FP601	FineAmp SYBR Green MasterMix
FP602	FineAmp Probe MasterMix
FP701	FineScript II One Step qRT-PCR kit